



## ZETA

### 1105 - Materialspezifische Codes für Mikroformen

Stand 12/2001

PICA3 / StZ	PICA + / UF	W	Inhalt	MAB	MARC 21	UF / Pos.
1105	016E	J	Materialspezifische Codes für Mikroformen	057_	007	00 = h
ohne	\$a	N	Pos. 1: Materialart zulässige Codes: a b c d e f g h j u z	Pos. 0	007 h	Pos. 01
			Pos. 2: Polarität zulässige Codes: a b c u	Pos. 1	007 h	Pos. 03
			Pos. 3: Format der Mikroform zulässige Codes: a d f g h l m o p u z	Pos. 2	007 h	Pos. 04
			Pos. 4: Verkleinerungsrate zulässige Codes: a b c d e u v	Pos. 3	007 h	Pos. 05
			Pos. 5-7: Spezifische Verkleinerungsrate Ein bekannter Wert wird ggf. rechtsbündig mit führenden Nullen aufgefüllt - der fehlende Wert nur mit Nullen angegeben.	Pos. 4-6	007 h	Pos. 06-08
			Pos. 8: Farbe zulässige Codes : a b u v	Pos. 7	007 h	Pos. 09
			Pos. 9: Emulsion des Films zulässige Codes: a b c u v x z	Pos. 8	007 h	Pos. 10
			Pos. 10: Generation zulässige Codes: a b c u v	Pos. 9	007 h	Pos. 11
			Pos. 11: Trägermaterial zulässige Codes: a b c u v x	Pos. 10	007 h	Pos. 12

**Indextyp/ Schlüsseltyp:** -

**Indexierungsroutine:** -

**Validierung:** Die Besetzung des Feldes ist obligatorisch bei Satzart E und bei Satzart A und Code „sm“ in Feld 0600.

#### Inhalt und Aufbau

Das Feld enthält materialspezifische Codes für Mikroformen in Kleinbuchstaben. Die Feldlänge ist auf 11 Positionen festgelegt. Folgende Codes sind zugelassen:

**Pos 1:**

- a Mikrofilm- Lochkarte
- b Mikrofilm- Cartridge
- c Mikrofilm- Kassette
- d Mikrofilmspule
- e Mikrofiche (Mikroplanfilm)
- f Mikrofiche- Kassette
- g Mikro- opaque (Microcard usw.)
- h Mikrofilmstreifen
- j Mikrofilm- Jacket
- u unbekannt
- z andere

**Pos 2:**

- a positiv
- b negativ
- c gemischte Polarität
- u unbekannt

**Pos 3:**

a 8 mm (Mikrofilm)  
d 16 mm (Mikrofilm)  
f 35 mm (Mikrofilm)  
g 70 mm (Mikrofilm)  
h 105 mm (Mikrofilm)  
l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)  
m 101,6x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148 mm) (Mikrofiche oder Mikro- opaque)  
o 152,4x228,6 mm (6x9 inch) (Mikrofiche oder Mikro- opaque)  
p 82,55x187,325 mm (3 ¼ x 7 ½ inch) (Mikrofilm- Lochkarte)  
u unbekanntes Format  
z andere Formate

**Pos 4:**

a niedrige Verkleinerung  
b Standardverkleinerung (16x - 30x)  
c hohe Verkleinerung (31x - 60x)  
d sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)  
e extrem hohe Verkleinerung (91x -)  
u unbekannte Verkleinerung  
v verschiedene Verkleinerungen

**Pos 5-7:**

numerisch

**Pos 8:**

a monochrom  
b farbig  
u unbekannt  
v variiert

**Pos 9:**

a Silberhalogenid  
b Diazo  
c Vesikularfilm  
u unbekannte Emulsion  
v verschiedene Emulsionen  
x nicht anwendbar  
z andere Emulsion

**Pos 10:**

a erste Generation (Mutterfilm, Master)  
b zweite Generation; Dupliziervorlage (Printing Master)  
c Gebrauchskopie  
u unbekannt  
v verschiedene Generationen

**Pos 11:**

a Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat  
b Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)  
c kein Sicherheitsträgermaterial (z.B. Cellulosenitrat)  
u unbekanntes Trägermaterial  
v verschiedene Trägermaterialien  
x nicht anwendbar

## Ausführungsbestimmungen

Die Angabe der materialspezifischer Codes auf Titelebene ist für primäre Mikroformen obligatorisch und soll für kommerzielle sekundäre Mikroformen genutzt werden, da die gleichen Codes dann für alle Bibliotheken gelten, die diese Mikroformen besitzen.

Die Validierung erfordert, sobald 0600 mit „sm“ belegt ist, in jedem Fall das Feld 1105. Gibt es in der Titelaufnahme im Einzelfall noch kein für die Codes kommerzieller sekundärer Mikroformen genutztes Feld 1105, muss auch bei Katalogisierung einer Masterform das Feld wegen der Validation besetzt werden und zwar mit **uuuu000uuuu**, denn die zutreffenden Codes erscheinen im Exemplarsatz der Masterform.

Materialspezifische Codes für einen **Mikroformmaster** gelten nur für eine spezielle Ausgabe und müssen daher im Exemplarsatz im Feld **8001** ▶ „\$d“ erfasst werden. Außerdem muss im Titelsatz in **0600** ▶ der Code „mm“ zusätzlich zu „sm“ vergeben werden, damit Titel, zu denen es einen Master gibt, online ermittelt werden können.

*Beispiel* (gekürzt)

0600 sm;mm  
 1100 1885-1914  
 1105 **dbfb000abca** für eine kommerzielle sekundäre Mikroform!  
 1109 2000-2000  
 3100 ! 000865060! Verein Pfälzischer Ärzte  
 4000 Vereinsblatt der Pfälzischen Ärzte / im Auftr. d. Vereins hrsg.  
 4048 Köln : DZBM  
 4025 1885 - 1914[?]  
 4237 Mikrofilm- Ausg. # Köln : DZMB, 2000. 3 Mikrofilme  
 7001 09-12-99 : x  
 4800 ! 009008853!501001-9 <38 M> Köln, Deutsche Zentralbibliothek für Medizin  
 7100 Hb 35  
 8032 #1#1.1885 - 19.1903  
 8034 Nicht entleihbar (Original)  
 7002 20-09-00 : x  
 4800 ! 009008853!501001-9 <38 M> Köln, Deutsche Zentralbibliothek für Medizin  
 7100 Zs.MZ 21  
 8001 %3b{**dbfa000aaaa**} **Angabe zum Master obligatorisch!**  
 8032 #2#1.1885 - 19.1903  
 8034 Nicht entleihbar (Mikrofilm- Master)  
 8449 Bonn : Mikropress  
 8465 # 38 M <Hb 35> : 1.1885 - 19.1903  
 8466 # 38 M <Zs.MZ 21> : 3 Mikrofilme, 2000  
 8467 : UStB Köln, Med. Abt.  
 7003 20-09-00 : x  
 4800 ! 009008853!501001-9 <38 M> Köln, Deutsche Zentralbibliothek für Medizin  
 7100 Zs.MA 44  
 8001 %3a  
 8032 #3#1.1885 - 19.1903  
 8034 Bestellbar in den Lesesaal (Mikrofilm- Kopie)

Sind spezifische Angaben zur vorliegenden Mikroform nicht möglich, muss in **1105** als Codierung **uuuu000uuuu** eingegeben werden. Sollen verschiedene kommerzielle sekundäre Mikroformen codiert werden, wird das Feld **1105** wiederholt.